

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA

DI-2000 I DI - 2200/ MEDIFUSION R

- Canal único y doble de diseño compacto
- Sistema de bloqueo de puerta doble para protección contra caídas libres
- Biblioteca de juegos IV: compatibilidad con otras marcas
- Sistema de monitoreo del historial de eventos
- Varios modos de configuración



Marca: DAIWHA
Modelo: DI - 2000



Marca: DAIWHA
Modelo: DI - 2200

DI-2000/2200

► Canal único y doble de diseño compacto

DI-2000 para canal único y DI-2200 para canal dual

► Sistema de bloqueo de puerta doble para protección contra caídas libres

Protege al paciente de la caída de líquido cuando la puerta se abre descuidadamente

► Biblioteca de juegos IV: compatibilidad con otras marcas

En el DI-2000/2200 se pueden almacenar 100 marcas de datos de calibración IV SET.

La lista de IV SET en la biblioteca de IV SET puede actualizarse a petición del usuario.

► Sistema de monitoreo del historial de eventos

Se guardan hasta 2000 eventos operativos en el registro histórico.

► Actualización sencilla del firmware

Upgraded F/W version may be provided to the users under request.

► Varios modos de configuración

Micro, Dosis, Gtt (gota/min.), Modo de configuración de tiempo disponible.

► Comodidad en el uso

Calibración de código N

Visibilidad prolongada mediante FND e indicación del tiempo restante

Abrazadera de poste separable y fácil de transportar

Bolo y purga de un toque, bolo manual

Valoración

Bloqueo de teclas

Modo micro

llamada de enfermera



► **Varias funciones de alarma**

- Puerta Apertura / Oclusión (9 niveles)
- Detección de aire (burbujas) (4 niveles)
- Infusión completa
- Casi completo
- Alarma de eliminación de energía CA/CC
- Recordatorio de inicio de apagado
- Alarma en espera (en 2 minutos)
- Mal funcionamiento (Error 1, Error 2)
- Sensor de caída (opcional)
- Batería baja, batería vacía (alarma 30 y 3 minutos antes de que se descargue la batería)

Sistema de doble puerta



Biblioteca de conjuntos IV (Conjunto 1 y Conjunto 2)



Código N (Conjunto 3 y Conjunto 4)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Bomba de infusión volumétrica	
Nombre del modelo	MEDIFUSION DI-2000 / DI - 2200	
Principio de infusión	Sistema de Bombeo tipo Peristáltico	
Rango de caudal	0.1 ~ 1200 ml/h	Micro(encendido): 0.1 ~ 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1 ml/h de pulgadas), 100 ~ 1200 ml/h (en incrementos de 1 ml/h de pulgadas). Micro (apagado): 1 ~ 1200 m/h (incrementos de 1 ml/h de pulgadas)
Exactitud	±5% con conjunto IV asignado	
Rango de Volumen		
Volumen Total	0.1~ 9999 ml	Micro (encendido): 0,1 ~ 99,9 ml (en incrementos de 0,1 ml) 100,0 ~ 999,9 ml (en incrementos de 0,1 ml) 1000 ~ 9999 ml (en incrementos de 1 ml) Micro (apagado): 1 ~ 9999 ml (en incrementos de 1 ml)
Volumen infundido	0.0 ~ 9999 ml	0,0 ~ 999,9 ml: aumentar en 0,1 ml 1000~ 9999 ml: aumentar en 1 ml
Tasa de purga	700 ml/h (predeterminado) - 1 ~ 1200 ml/h	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen de purga	5 ml (predeterminado) - 1 ~ 9999 ml	
Tarifa KVO	1 ml/h (predeterminado) 1~9ml/h	Caudal 1,0 ~ 1200 ml/h
	0,1 ml/h (predeterminado)	Caudal 0,1 ~ 0,9 ml/h
Visualizador	7 segmentos (4 dígitos * 3 líneas)	
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • CA 100~240 VCA, 50~60 Hz (Fusible: 250 V, T3.15A) • Utiliza cable de CA general • CC 12 V (500 mA) • Batería recargable Ni-MH - 2000 mA/h, AA, 1,2 V, 10 c/u (DI-2000) / 14 c/u (DI-2200) - Tiempo de funcionamiento: 6 horas con un caudal de 25 ml/h (DI-2200) - Tiempo de funcionamiento: 3 horas con un caudal de 25 ml/h (DI-2200) - Tiempo de recarga – 5 horas 	
El consumo de energía	35VA (DI-2000) / 35VA (DI-2200)	
Tipo de protección	<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra descargas eléctricas: Clase I • Capacidad de protección ante descarga eléctrica: Tipo CF • Protección contra infiltración de líquidos: IP22 	
Tamaño (Pr×An×Al)	125×130×206 mm (DI-2000) / 125×215×206 mm (DI-2200)	
Tamaño (Pr×An×Al)	Aproximadamente 1,66 kg (DI-2000) / 2,59 kg (DI-2200)	

