



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



BOMBA DE INFUSIÓN DE UN CANAL DI-2000


 **DAIWHA**



Marca: DAIWHA
Modelo: DI - 2000

Equipo utilizado para infundir soluciones de fármacos, por vías parenterales, en volúmenes altos de manera precisa y segura. Su versatilidad permite efectuar micro y macro infusiones, adaptándose a la necesidad del usuario y posibilitando su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, es la más liviana del mercado. Todos estos atributos facilitan y optimizan la labor del Profesional de Salud.

Solo para su uso en los servicios de UCI, Emergencia, Sala de Operaciones u otros solo con la responsable supervisión de personal asistencial o de salud.



ESPECIFICACIONES

- ▶ **Mecanismo de bombeo:** Tipo peristáltico.
- ▶ **Pantalla:** De 7 segmentos
- ▶ **Volumen de infusión:** Máximo de 9999ml.
- ▶ **Rango de flujo de infusión:** 01 - 1200 ml/h .
- ▶ **Micro (encendido):** 0.1 - 99.9 ml/h (incremento de 0.1 ml/h):
- ▶ **Micro (apagada):** 1 - 1200 ml/h (incremento de 1ml/h)
- ▶ **Volumen total de infusión:** Máximo de 9999ml o infinito
- ▶ **Visualización digital de parámetros programados:**
 - Volumen de infusión.
 - Flujo de infusión.
 - Volumen total.
- ▶ **Sistema de Alarmas en dos canales:**
 - Puerta abierta.
 - Oclusión.
 - Detección de burbujas de aire.
 - Batería baja/ vacía.
 - Infusión completa.
 - Mal funcionamiento.
- ▶ **Dimensiones (An*Pr*Al):** 120*130*206 mm.

DAIWHA

Marca: DAIWHA
Modelo: DI - 2000





ESPECIFICACIONES

- ▶ **Batería:** Recargable de Níquel - Hidruro metálico (Ni- Mh) con autonomía de 4 horas aprox en un rango de flujo de 25 ml/h.
- ▶ **Energía:** 100 - 240 VAC, 50/60Hz
- ▶ **Peso:** 1.7 Kg.
- ▶ **Accesorios:**
 - Abrazadera de soporte de infusión.
 - Sensor de goteo.
 - Manual de usuario y cable de poder AC.
- ▶ **Procedencia:** Corea.

Sistema de doble puerta



Biblioteca de conjuntos IV (Conjunto 1 y Conjunto 2)



Código N (Conjunto 3 y Conjunto 4)

Marca: DAIWHA
Modelo: DI - 2000